

装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：**Sales@kjmti.com**（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

日期： 年 月 日 型号：**OTF-1200X-II-80-4CLV-PE**（带滑轨） 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	等离子射频电源		台	1	
2	低真空法兰总成	Φ 80 KF-25mm	套	2	
3	连熔炉管	φ 80*1400	只	1	
4	供气系统	GSL-4Z-LCD	台	1	
5	卡箍	KF-16mm（不锈钢）	只	1	
6	内六角扳手	M2. 5/M5/6#	只	3	各 1 个
7	硅胶 O 型圈	外径 φ 88*内径 φ 78*截面 φ 5	只	8	
8	四氟管	φ 6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	根	2	1 根 2 米，1 根 12 米
9	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ 6.35 G1/4"（直螺纹 MTI 用）	个	3	
10	说明书		本	2	
11	保修证书		份	1	
12	双温区滑轨炉	OTF-1200X-II-80-S L（UL）	台	1	
13	真空系统	GZK-101	台	1	
14	卡箍	KF-25mm（不锈钢）	个	4	
15	耐温手套	大号	副	1	
16	炉钩	1500mm	根	1	
17	螺丝		个	若干	
18	呆扳手	14-17	个	1	
19	呆扳手	13-15	个	1	
20	PVC 全塑排气管	160*4mm*4m	套	1	

21	国标电源线	RVV-3*1.5-3米（黑色）	根	2	
22	波纹管（不锈钢）	KF-25*1200mm	个	1	
23	管堵	SY-80（70*50mm）泡沫陶瓷	个	4	泡沫陶瓷
24	真空规管		个	1	
检验人			审核人		

合肥科晶