

## 装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：[Sales@kjmti.com](mailto:Sales@kjmti.com) （如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日      型号：**GSL-1500X-TGA**      订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	中子衍射热重分析炉	GSL-1500X-TGA	台	1	
2	陶瓷管（炉管）	φ 60*500mm	根	1	
3	法兰组件	1500℃热重分析炉 GSL-1500X-TGA 用	套	1	
4	硅钼棒	直棒 MR1800-4/9*170*90*2	根	7	
5	氧化铝坩埚	φ 40*40	个	1	
6	氟胶 O 型圈	内径 φ 308*5mm	个	1	已安装
		内径 φ 70*线径 5mm	个	2	已安装 1 个
7	硅胶 O 型圈	外径 φ 68*内径 φ 58*截面 φ 5	个	8	
8	管堵		套	1	
9	双铂铑热电偶	B 型-180mm	个	1	
10	单支 B 型热电偶		个	1	
11	呆扳手	5.5-7、8-10、10-12	个	3	各 1 个
		14-17、17-19	个	4	各 2 个
12	无氧铜密封圈	CF-63	个	2	
13	盲板	KF-16	个	1	
14	卡箍	KF-16mm（不锈钢）	个	1	已安装
15	保护套		套	1	
16	数显防腐真空计		个	1	已安装
17	四氟管	φ 6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	6	
18	内六角扳手	M2.5、M3、M4、M5、M6、M8	个	6	各 1 个
19	不锈钢内六角螺丝	M8*30、M6*25、M6*10、M5*25、M5*16	个	80	各 16 个
20	不锈钢外六角螺丝	M8*30、M8*45	个	32	各 16 个
21	平垫	M8	个	20	
22	弹垫	M6、M5	个	20	
23	坩埚支撑件		套	1	
24	配电箱		台	1	
25	说明书		本	1	
检验人			审核人		